

使用前请仔细阅读

目录

1. 产品描述
2. 储存条件
3. 使用指导
4. 废弃相关事项
5. 质量保证
6. 用户须知
7. 其他信息

1. 产品描述

MicroDome HMK 是一种可复溶的含有定量菌种的微小半球,可溶解在提供的复溶液中,每颗 MicroDome HMK 含有 10^7 – 10^8 CFU 特定菌株,溶解在 1.1 mL 复溶液后,每 0.1mL 中含有 10^6 – 10^7 CFU 的纯活性菌种,产品适用于微生物检测方法学验证及抑菌效能检查等微生物实验。所有 MicroDome HMK 的工作菌株都在 5 代之内并且严格遵循 ISO Guide34 原则生产。

2. 储存条件

MicroDome HMK 保存在 $<-18^{\circ}\text{C}$, 复溶液保存在 $2-8^{\circ}\text{C}$ 。生产日期,失效日期见产品标签。

3. 使用指导

- 3.1 取 1 瓶复溶液 (1.1mL) 和 1 瓶 MicroDome HMK;
- 3.2 在复溶液瓶上贴上相对应的备用标签;
- 3.3 撕开 MicroDome HMK 瓶的铝塑组合盖;
- 3.4 在无菌操作下打开 MicroDome HMK 瓶的冻干塞;
- 3.5 打开复溶液瓶的螺旋盖并把 MicroDome HMK 倒入复溶液中;
- 3.6 重新拧紧螺旋盖并漩涡震荡至少 10 秒确保微小半球完全溶解,即得到所需菌悬液;

3.7 每取 0.1mL 的菌悬液即含有 10^6 - 10^7 CFU*, 每 1.1mL 菌悬液有 10 次检测量;

3.8 复溶后, 菌悬液可以在 2-8℃中保存 24 小时。

*在非选择性培养基中测定

4. 废弃相关事项

本产品含有活性微生物 (WHO Risk Group 1 or Risk Group 2), 废弃前必须通过高压蒸汽灭菌或者按医用废弃物处理。

5. 质量保证

5.1 所有 MicroDome HMK提供的菌株均可溯源至国内或国际认可的菌种保藏中心的标准菌株;

5.2 已经在非选择性培养基中测定并证实, 按本说明书配置的 1.1mL 菌悬液中每 0.1mL 中含有 10^6 - 10^7 CFU 的菌种;

5.3 所提供的菌种传代次数均在 5 代以内 (从菌种保藏中心获得的菌种为第 0 代);

5.4 每批次 MicroDome HMK 菌株都经过菌种鉴定及生物特性确认。

6. 用户须知

对于使用此产品的用户需同意遵行《最终用户协议》, 承诺不使菌种扩散, 并在使用后安全废弃。

7. 其他信息

本产品由温州微穹检验技术有限公司生产。

了解详细信息请登录

www.microdome.cn

中国

温州微穹检验技术有限公司

MicroDome Lab

浙江省温州市滨海经济技术开发区一道十五路 601 号

P.C.: 325025

Email: info@microdome.cn

Tel: 0577-86998083

Fax: 0577-86990922

